

■ **MA-142-MM3U-005** Medizinische Gesichtsmaske  
mit elastischen Bändern, Typ II, A50, unsteril

Hergestellt in der EU durch die TZMO SA. Der Hersteller besitzt ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem gemäß dem Standard ISO 9001:2015 sowie ISO 13485:2016. Das Produkt entspricht den Richtlinien 93/42/EWG und DIN EN 14683+AC:2019



- Reduziert das Ansteckungsrisiko durch über die Luft und Berührung mit der Hand übertragbare Viren
- Schützt den Träger und Personen in seiner Umgebung
- Einfache Handhabung
- Gute Passform durch den Nasenbügel im oberen Teil und die elastischen Bänder
- 3-lagig aus Vlies
- Filtrationsvermögen: BFE  $\geq$  98%

Logistische Daten:

Artikelnummer MA-142-MM3U-005

50 Stück pro Verkaufseinheit (VE)

10 VE pro Karton

800 VE pro Palette



**Matopat ist eine Marke der TZMO Deutschland GmbH**

beval-med.

Dr. Frank Valentin; D-16321 Bernau bei Berlin; Waldstr. 70  
Mobil: 0151 - 12 73 09 53; Tel: 033 38 / 75 50 82; Fax: 033 38 / 75 50 84  
E-mail: dr.valentin@beval-med.de; www.beval-med.de