CE

## **■ MVR-Sideport Skalpelle**

Das MVR Skalpell ist ein Präzisionsinstrument und eignet sich vor allem für das Schneiden von Sideports zur Instrumenteneinführung. Ausführung: Steril, gerade oder gewinkelt, mit Plastikhandgriff. Je 6 Stück in der Packung.

20 Gauge MVR

**2QKN2314:** 19G (1,4 mm), gerade

**2QKN2012**: 20G (1,2 mm), angewinkelt

**2QKN2312:** 20G (1,2 mm), gerade 2**QKN2308:** 23G (0,8 mm), gerade